

# GC/MS Autotune 자동 판독 평가서

장비: Agilent 5977 GC/MSD (Autotune - 5977) | 튠 일시: 9/22/2026 1:26 PM (UTC+09:00) GCMSD  
메소드: D:\MASSHUNTER\GCMS\1\5977\atune.u | 원본 파일: 22092026155431.pdf | 평가 처리시각: 2026-09-23 13:42

종합판정: 주의 (정상 10 · 주의 2 · 경고 0 · 확인필요 0 / 총 12항목)

| 항목                         | 측정값                               | 판정 기준                                           | 판정 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| Mass 배정 정확도 (69/219/502)   | 편차 69: 0.00, 219: 0.00, 502: 0.00 | Actual m/z가 69.0/219.0/502.0 대비 $\pm 0.2$ 이내    | 정상 |
| Peak Width (PW50)          | 0.60, 0.60, 0.60                  | Peak Width(50%) 0.60 $\pm$ 0.05                 | 정상 |
| Rel Abund (m/z 219)        | 80.8%                             | Rel Abund(219) $\geq$ 40%                       | 정상 |
| Rel Abund (m/z 502)        | 5.2%                              | Rel Abund(502) $\geq$ 2%                        | 정상 |
| Isotope Ratio (70/220/503) | 1.1%, 4.3%, 9.7%                  | 이론값(1.08 / 4.32 / 10.09%) 대비 $\pm 20\%$ 이내      | 정상 |
| m/z 69 절대 Abundance        | 362,304 counts                    | m/z 69 절대 Abundance 200,000 ~ 550,000 counts    | 정상 |
| EM Volts                   | 1,477.8 V                         | 1,400~1,600V 정상 / 1,600~2,800V 주의 / 2,800V~ 경고  | 정상 |
| Repeller                   | 34.90V (상한 대비 100%)               | Ramp Criteria 상한 대비 90% 미만 정상                   | 주의 |
| Ion Focus                  | 79.5V (상한 대비 88%)                 | Ramp Criteria 상한 대비 85% 미만 정상                   | 주의 |
| Air/Water Check            | H2O 0.4% / N2 0.7% / O2 0.2%      | H2O·N2·O2 모두 m/z69 대비 10% 미만                    | 정상 |
| Hi Vac (Analyzer 압력)       | 8.52e-06 Torr                     | $1 \times 10^{-6} \sim 1.4 \times 10^{-4}$ Torr | 정상 |
| Turbo Speed                | 100.0%                            | Turbo Speed 100% ( $\geq 95\%$ ) 유지             | 정상 |

※ '확인필요'는 OCR 인식 신뢰도가 낮거나(격자선/스캔 품질 등) 물리적으로 불가능한 값이 검출되어 자동 판정을 보류한 항목입니다. 원본 리포트와 반드시 대조 확인하십시오. 판정 기준은 Agilent 5977 시리즈 권장값이며 사내 기준으로 교체 가능합니다.